

Contents

SNV+CNV

```
dragen -f -r ${1} \  
-1 ${2} -2 ${3} --output-directory ${4} --output-file-prefix ${5} \  
--RGID Illumina_RGID --RGSM ${5} \  
--enable-map-align true \  
--enable-map-align-output true \  
--output-format BAM \  
--enable-duplicate-marking true \  
--enable-sort true \  
--enable-variant-caller true \  
--vc-enable-vcf-output true \  
--enable-vcf-compression true \  
--enable-cnv true \  
--cnv-enable-self-normalization true \  

```

SV

```
--enable-sv true
```

repeat

```
--repeat-genotype-enable true  
--repeat-genotype-specs /opt/edico/repeat-specs/hg19_expanded/
```

gvcf

```
--vc-emit-ref-confidence GVCF
```

DRAGEN-ML: typically removes 30-50% of SNP FPs, with smaller gains on INDELS. FN counts are reduced by 10% or more.

```
--vc-ml-dir=/opt/edico/resources/ml_model/hg19 --vc-ml-enable-recalibration=true
```

Star Allele Caller 星号等位基因：用于药物基因组

```
--enable-star-allele true
```

Targeted callers: 输出.targeted.vcf.gz and .targeted.json

```
--enable-targeted=true
```

High Sensitivity Mode

```
--vc-enable-high-sensitivity-mode=true
```